


# АВТОМАТИЧЕСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ



## EasyRA



Габариты: 102x66x38 см. Вес 43 кг

- Производитель MEDICA (США)
- 24 позиции для образцов
- Производительность: до 150 тестов в час
- От 150 мкл реагента на 1 тест
- Охлаждаемый отсек для реагентов
- ISE-модуль Na, K, Cl
- Автоматическое распознавание и мониторинг реагентов



**ЛЕГКО  
НАУЧИТЬСЯ**



**УДОБНО  
РАБОТАТЬ**



**ПРОСТО  
ОБСЛУЖИВАТЬ**

КОМФОРТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОПЕРАТИВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
БЛАГОДАРЯ МОДУЛЬНОМУ СТРОЕНИЮ ПРИБОРА

- Автоматическое распознавание реагентов и загрузка методик определения благодаря RFID метке
- Работа без засоров зонда пробы благодаря детектору сгустков
- Оперативное отображение на дисплее состояния реагентов, калибраторов, контрольных материалов
- Встроенная система контроля качества анализов



**ЗАО «АНАЛИТИКА»**

Москва, пр-д Серебрякова, д.2, к.1  
+7 495 748 1339, +7 800 200 1989  
[vet@analytica.ru](mailto:vet@analytica.ru) [vet.analytica.ru](http://vet.analytica.ru)

ЗАО «АНАЛИТИКА» - авторизованный представитель  
компании MEDICA (США) с 1998 года в РФ

25.06.19

# АВТОМАТИЧЕСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ



## Особенности системы



- Удобный поиск и сортировка результатов
- 7 редактируемых профилей
- Автоматический поиск незавершенных измерений
- Оперативное отображение на дисплее состояния реагентов, калибраторов, контрольных материалов
- Повтор тестов, требующих разведения
- Информация по пробам в режиме реального времени
- Сенсорный экран (опция)

## Перечень тестов

Субстраты	Альбумин, белок общий, билирубин общий, глюкоза (методы: глюкозооксидазный, гексокиназный), креатинин, мочевины, триглицериды, холестерин (с АЛФ), холестерин ЛПВП, фруктозамин
Ферменты	Альфа-амилаза, альфа-амилаза панкреатическая, АЛТ, АСТ, гамма-ГТ, креатинкиназа, липаза, щелочная фосфатаза
Электролиты	Железо, калий, калий (ферментативный, без осаждения), кальций, натрий, натрий (ферментативный, без осаждения), фосфор, хлориды

ЗАО «АНАЛИТИКА» является эксклюзивным представителем  
компании MEDICA Corp. более 15 лет.

Мы гарантируем Вам своевременное обслуживание, авторизованную сервисную поддержку и оперативные поставки расходных материалов со склада в Москве для бесперебойной работы Ваших анализаторов.



ЗАО «АНАЛИТИКА»

Москва, пр-д Серебрякова, д.2, к.1  
+7 495 748 1339, +7 800 200 1989  
vet@analytica.ru vet.analytica.ru

ЗАО «АНАЛИТИКА» - авторизованный представитель  
компании MEDICA (США) с 1998 года в РФ