

ООО «ЭКО»

ИНН: 7804396299 КПП: 780401001

Расчетный счет: № 47002810132210001809 БИК: 044030786

Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК: 044030786 Корр. счет 30101810600000000786

Исх. № 1

От 02.02.2026 г.

ЗАО «АНАЛИТИКА»

от Генерального директора ООО «ЭКО»

Сучковой Екатерины Викторовны

Заключение по апробации Vcheck C10

Vcheck C10 – компактный биохимический анализатор. Понятный интерфейс, картриджная система измерения (сухая химия). Подходит в качестве экспресс-анализатора, результат пациента получаем через 10 минут.

Процент корреляции с результатами, полученными на BioSystems A-15 и A-25 составляет от 91 до 99%. На данный момент, на Vcheck C10 нет возможности измерять электролиты.

Анализатор проходил апробацию в лаборатории 90 дней, нам понравился.

ИНН 7804396299

КПП 780401001

Р/С № 40702810132210001809

К/С № 30101810600000000786

БИК 044030786

ОКАТО 40273565000

ОКПО 87353862

ОГРН 1089847300707

в ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

Генеральный директор Сучкова Екатерина Викторовна

Подпись

